


eco)estres[®] Sistema Integrado de Eco Estrés
Conexión con cualquier marca y modelo de ecógrafo.




Sistema Completo de Eco Estrés para cualquier marca y modelo de Ecógrafo.

- ▶ Método de Simpson Bidimensional
- ▶ Dinámico e Intuitivo
- ▶ Modo M Anatómico en Postproceso



Conexión con cualquier marca y modelo de ecógrafo.

Ecógrafo (cualquier marca y modelo)



Señal de Video

Computadora



Internet



Red Local



Estudios exportados a CDs



Impresión



- Transforma cualquier ecógrafo en un potente sistema de ecocardiografía digital. Gracias a nuestro sistema de digitalización de imágenes, podemos conectar nuestro módulo de Eco Estrés a cualquier ecógrafo, sin importar marca o modelo.

- Sistema de Eco Estrés - Postprocesamiento Digital. Además de la digitalización, este módulo incluye herramientas incorporadas en ecógrafos de última generación como Modo M Anatómico, Método de Simpson bidimensional y Colorkinesis.

- Sistema de Informes Automáticos - Esquema de Puntuación. Compatible con la definición de segmentos de la American Society of Echocardiography. Una vez terminado el estudio, el sistema imprime un informe completo del mismo.

- Exportación de estudios a CD: Videos e Informes. Una herramienta muy importante es tener en un CD autoejecutable el estudio completo, tanto el informe de texto como las imágenes en movimiento, para visualizarlo en cualquier PC o enviárselo a un colega.


- Informes personalizables: Plantillas prediseñadas, logotipo, etc. La presentación de un informe elegante hace a la calidad del estudio. Ud. puede incorporar logotipos y también personalizar los informes a su gusto.

- Compatibilidad multilenguaje (Español, Portugués, Inglés).

- Económicamente accesible.




Base de datos de pacientes y estudios



Modo M Anatómico



Postproceso Digital



Simpson Excursión